


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Anexina A11 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P50995

Número de artículo: CM0026508



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra la Anexina A11 humana, validado para WB, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno recombinante, proteína de 54 kDa, para investigación sobre división celular y señalización por calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anexina A11 Rabbit pAb
Notas/Alias	ALS23; ANX11; CAP50; CAP-50; IBMWMA; Anexina A11
Especie	Humana
ID del Gen (Humano)	311
ID del Gen	311
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 276-505 de la Anexina A11 humana (NP_001148.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P50995
Peso Molecular de la Proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo