


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Anexina A1/Anxa1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P04083

Número de artículo: CM0004648



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Anexina A1 (ANXA1) humana, validado para Western Blot, IHC, ICC, IP y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre inflamación e inmunidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KD] Anexina A1/ANXA1 mAb de conejo
Observaciones/Alias	ANX1; LPC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	301
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 2-346 de la Anexina A1/ANXA1 humana (NP_000691.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04083
Peso de la proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo