

Anticuerpo Policlonal Anti-Anexina A2 Para Wb - P07355

Número de artículo: CM0022126



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la anexina A2 (p36, ANX2, LIP2) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante. Ideal para el estudio de la unión a membranas regulada por calcio y la estabilidad endosomal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo contra la anexina A2
Observaciones/Alias	P36; ANX2; LIP2; LPC2; CAL1H; LPC2D; ANX2L4; PAP-IV; HEL-S-270; Anexina A2
Especie	Humano
ID de gen	302
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-339 de la anexina A2 humana (NP_004030.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P07355
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo