

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Anexina A4/Anexina Iv Para Wb, Elisa - P09525

Número de artículo: CM0011466



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la anexina A4/Anexina IV humana (UniProt P09525). Validado para Western Blot (WB) y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación de biología de membranas y exocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anexina A4/Anexina IV mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Anexina A4/Anexina IV
Especie	Humano
GeneID (Humano)	307
GeneID	307
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la anexina A4 humana (P09525)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09525
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo