

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Anexina A4/Anexina Iv Para Wb Y Elisa - P09525

Número de artículo: CM0013795



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Anexina A4/Anexina IV humana, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudiar la fusión de membranas dependiente del calcio y la exocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra Anexina A4/Anexina IV
Observaciones/alias	ANX4; P32.5; PIG28; PP4-X; ZAP36; PAP-II; HEL-S-274; Anexina A4/Anexina IV
Especie	Humana
ID del gen (humano)	307
ID del gen	307
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 112-321 de la Anexina A4/Anexina IV humana (NP_001144.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P09525
Peso proteico	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo