

Anticuerpo Policlonal Anti-Annexin A5/Annexin V Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08758

Número de artículo: CM0016098



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Annexin A5 humana (Annexin V), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata; ~36 kDa. Adecuado para estudios de anticoagulantes y coagulación sanguínea.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Annexin A5/Annexin V Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; Annexin A5/Annexin V
Especie	Humano
ID de Gen	308
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-320 de la Annexin A5/Annexin V humana (NP_001145.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08758
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo