

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Anexina A5/Anexina V Para Wb, Elisa - P08758

Número de artículo: CM0007856



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Anexina A5/Anexina V de alta calidad validado para WB y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Peso molecular de 36 kDa. Ideal para la investigación de hemostasia y trombosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anexina A5/Anexina V mAb de Conejo
Observaciones/Alias	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; Anexina A5/Anexina V
Especie	Humano
GeneID (Humano)	308
GeneID	308
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 221-320 de la Anexina A5 humana (NP_001145.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08758
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo