

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Anexina A5/Anexina V Para Wb, If/Icc, Elisa - P08758

Número de artículo: CM0021507



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Anexina A5/Anexina V, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para el estudio de la coagulación sanguínea y la hemostasia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] pAb de conejo contra Anexina A5/Anexina V
Observaciones/Alias	PP4; ANX5; ENX2; CPB-I; RPRGL3; HEL-S-7; VAC-alpha; V
Especie	Humana
GeneID (humano)	308
GeneID	308
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-320 de la Anexina A5/Anexina V humana (NP_001145.1).
Origen	Rabbit
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P08758
Peso de la proteína	36 kDa
Envío	Bolsa de hielo