


Anticuerpo Monoclonal Anti-Anexina A6/Anexina VI Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08133

Número de artículo: CM0007367



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Anexina A6/Anexina VI, validado para WB, IHC-P y ELISA en humanos, ratones y ratas. Proteína de 76 kDa, inmunógeno aa 324-673. Ideal para estudios de señalización del calcio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Anexina A6/Anexina VI
Observaciones/alias	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; Anexina A6/Anexina VI
Especie	Humano
GeneID (humano)	309
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P08133
Peso de la proteína	76 kDa
Envío	Bolsa de hielo