


Anticuerpo Policlonal Anti-Annexin A6/Annexin Vi Para Wb, Elisa - P08133

Número de artículo: CM0024516



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-Annexin A6/Annexin VI, validado para Western blot (WB) y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Se dirige a la proteína de unión al calcio implicada en el tráfico de membranas y la asociación con CD21. Adecuado para investigación en biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] Annexin A6/Annexin VI pAb de Conejo
Observaciones/Alias	p68; p70; ANX6; CBP68; CPB-II; VI
Especie	Humano
GeneID (Humano)	309
GeneID	309
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la Annexin A6/Annexin VI humana (NP_001146.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P08133
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo