

Anticuerpo Policlonal Anti-Ano1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q5Xxa6

Número de artículo: CM0014823

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo ANO1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano y ratón. El objetivo es un canal de cloruro activado por calcio de 114kDa (TMEM16A/DOG1) crítico para el transporte de iones y estudios oncológicos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANO1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	DOG1, INDMS, TAOS2, ORAOV2, TMEM16A, ANO1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	55107
ID de Gen	55107
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-500 del ANO1 humano (NP_060513.5).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q5XXA6
Peso Proteico	114kDa
Envío	Bolsa de hielo