

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ano2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nq90

Número de artículo: CM0029993

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a ANO2 humano (Anoctamina-2/TMEM16B), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Participa en la actividad del canal de cloruro activado por calcio en el olfato y la visión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANO2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	C12orf3; TMEM16B; ANO2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	57101
ID del Gen	57101
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-200 de ANO2 humano (NP_001265526.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQ90
Peso Molecular de la Proteína	114kDa
Envío	Bolsa de hielo