

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Anp32A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P39687

Número de artículo: CM0028256



Introducción

ANP32A Rabbit pAb validado para WB, IHC-P, ELISA; reacción cruzada con humano, ratón, rata. Participa en la supresión tumoral, apoptosis, ciclo celular y transcripción. Uso en investigación en cromatina y virología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANP32A Rabbit pAb
Notas/Alias	LANP; MAPM; PP32; HPPCn; PHAP1; PHAPI; I1PP2A; C15orf1; ANP32A
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8125
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P39687
Peso de la Proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo