


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Anp32B Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q92688

Número de artículo: CM0005458



Introducción

Diseñado para WB, IF, IHC, ELISA con ANP32B humano, de ratón y de rata. Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la proteína multifuncional involucrada en apoptosis, ciclo celular, transcripción y replicación viral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	mAb de conejo ANP32B
Observaciones/Alias	APRIL; SSP29; PHAPI2; ANP32B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10541
GeneID	10541
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del ANP32B humano (Q92688)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q92688
Peso proteico	29kDa
Envío	Bolsa de hielo