


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Anp32E Para Wb Y Elisa - Q9Btt0

Número de artículo: CM0021346



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-ANP32E validado para Western blot y ELISA. Reacciona con ANP32E humano, de ratón y de rata. Se dirige a la chaperona de histonas implicada en la eliminación de H2A.Z. Adecuado para investigación IVD y desarrollo de ensayos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ANP32E Rabbit pAb
Observaciones/Alias	LANPL; LANP-L; ANP32E
Especie	Humana
ID del gen (humano)	81611
ID del gen	81611
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-70 de ANP32E humano (NP_112182.1).
Origen	Cu1? Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9BTT0
Peso de la proteína	31 kDa
Envío	Bolsa de hielo