

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Anpep/Cd13 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P97449

Número de artículo: CM0011919

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ANPEP/CD13 (aminopéptidasa N), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudios en presentación de antígenos, procesamiento de hormonas peptídicas y transporte de aminoácidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANPEP/CD13 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	Apn; AP-M; AP-N; Cd13; P150; CD13
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	290
ID de Gen	16790
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 69-966 del CD13 de ratón. (NP_032512.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P97449
Peso Proteico	109kDa
Envío	Bolsa de hielo