

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Anprb/Npr2 Para Wb, Elisa - P20594

Número de artículo: CM0002917

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra ANPRB/NPR2 humano (GC-B), validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Una herramienta esencial para investigar las vías de señalización de cGMP y crecimiento esquelético.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANPRB/NPR2 Ac. Monoclonal de Conejo (mAb)
Observaciones/Alías	GCB; AMD1; AMDM; ANPb; ECDM; GC-B; NPRB; SNSK; ANPRB; GUC2B; NPRBi; GUCY2B; ANPRB/NRP2
Especie	Humano
GeneID	4882
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 800-900 de ANPRB/NRP2 humano (P20594).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P20594
Peso Molecular Proteico	117kDa
Envío	Bolsa de hielo