

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ant1/Ant2/Ant3/Ant4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P12235 / P05141 / P12236 / Q9H0C2

Número de artículo: CM0022252

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ANT1/ANT2/ANT3/ANT4 humanos (translocasas de ADP/ATP), adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de metabolismo mitocondrial y apoptosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANT1/ANT2/ANT3/ANT4 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ANT1/ANT2/ANT3/ANT4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	291/292/293/83447
GeneID	291/292/293/83447
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200 al extremo C-terminal de ANT1 humano (NP_001142.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12235/P05141/P12236/Q9H0C2
Peso Proteico	33kDa/32kDa/35kDa
Envío	Bolsa de hielo