

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ant2/Slc25A5 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05141

Número de artículo: CM0006737

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra ANT2/SLC25A5 humano (translocasa 2 de ADP/ATP), validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Adecuado para investigaciones mitocondriales y estudios del metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra ANT2/SLC25A5
Observaciones/Alias	T2; T3; 2F1; AAC2; ANT2; ANT2/SLC25A5
Especie	Humano
GenelD (humano)	292
GenelD	292
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 120-220 de ANT2/SLC25A5 humano (NP_001143.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P05141
Peso molecular	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo