


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Anxa1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P04083

Número de artículo: CM0017211



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ANXA1 humano (Anexina A1), apto para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta ANXA1 humano y de rata; ideal para investigación en inflamación e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo ANXA1
Observaciones/Alias	ANX1; LPC1; ANXA1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	301
GeneID	301
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-346 de ANXA1 humano (NP_000691.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P04083
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo