


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Anxa13 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27216

Número de artículo: CM0014752



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la anexina A13 humana (ANXA13), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con ANXA13 de humano, ratón y rata. Adecuado para el estudio de la unión a membrana dependiente de calcio y la biología del epitelio intestinal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANXA13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ISA; ANX13; ANXA13
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	312
ID de Gen	312
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-316 de la ANXA13 humana (NP_004297.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P27216
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo