

Anticuerpo Policlonal Anti-Anxa3 Para Wb Y Elisa - P12429

Número de artículo: CM0017409



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la Anexina A3 humana (ANXA3) validado para Western blot y ELISA, con reactividad en humanos y ratas. Ideal para el estudio de la inhibición de la fosfolipasa A2 y los mecanismos de coagulación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANXA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ANX3, ANXA3
Especie	Humana
GeneID	306
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-323 de la ANXA3 humana (NP_005130.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Rata
SWISS	P12429
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo