

Anticuerpo Policlonal Anti-Anxa3 Para Wb - P12429

Número de artículo: CM0025389



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ANXA3 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Se dirige al inhibidor de fosfolipasa A2 anexina A3, adecuado para estudios de coagulación y señalización de fosfolípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb Conejo ANXA3
Observaciones/Alias	ANX3; ANXA3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	306
GeneID	306
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-323 de ANXA3 humano (NP_005130.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P12429
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo