

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Anxa7 Para Wb, If/Icc, Elisa - P20073

Número de artículo: CM0003812



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo ANXA7 de alta calidad para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta ANXA7 humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el papel de la anexina A7 en la exocitosis mediada por calcio y la fusión de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ANXA7 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	SNX; ANX7; SYNEXIN; ANXA7
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	310
ID de Gen	310
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-250 de la ANXA7 humana (NP_001147.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20073
Peso Proteico	53kDa
Envío	Bolsa de hielo