

Anti-Anxa8L2 Pab De Conejo Para Wb Y Elisa - Q5Vt79

Número de artículo: CM0026169

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la proteína similar a anexina A8 1 (ANXA8L2, Q5VT79). Validado para WB y ELISA, reactivo con muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado como materia prima IVD para el desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	ANXA8L2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ANXA8; ANXA8L2; VAC-beta; bA145E20.2
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	728113
ID del gen	728113
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-276 de la ANXA8L2 humana (NP_001265853.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5VT79
Peso de la proteína	37kDa
Envío	Bolsa de hielo