

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Aoc3 Para Wb Y Elisa - Q16853

Número de artículo: CM0023158



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra la amina oxidasa 3 humana que contiene cobre (AOC3/VAP-1). Apto para Western blotting y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de la función de la amina oxidasa y la adhesión de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AOC3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HPAO; SSAO; VAP1; VAP-1; AOC3
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8639
ID del Gen	8639
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-190 de la AOC3 humana (NP_003725.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q16853
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo