


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Aox1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q06278

Número de artículo: CM0027923



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra AOX1 humana (aldehído oxidasa 1). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en metabolismo de xenobióticos y metabolismo de fármacos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AOX1 Rabbit pAb
Notas / Alias	AO; AOH1; AOX1
Especie	Humana
GeneID (Humana)	316
GeneID	316
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-590 de AOX1 humana (NP_001150.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	Q06278
Peso molecular de la proteína	148kDa
Envío	Bolsa de hielo