


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-AP1B1 Para Wb, Elisa - Q10567

Número de artículo: CM0020308



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AP1B1, validado para Western blotting y ELISA. Reacciona con AP1B1 de humano, ratón y rata, una subunidad adaptadora de clatrina implicada en la clasificación de proteínas en el TGN y endosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AP1B1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ADTB1; BAM22; KIDAR; AP105A; CLAPB2; AP1B1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	162
GeneID	162
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 700-800 de AP1B1 humano (NP_001118.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q10567
Peso molecular de la proteína	105kDa
Envío	Bolsa de hielo