

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-AP1G1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43747

Número de artículo: CM0003510



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-AP1G1 validado para WB, IHC-P y ELISA. Reconoce la subunidad gamma-1 del complejo AP-1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para estudiar la clasificación y el tráfico de proteínas mediados por clatrina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AP1G1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ADTG; CLAPG1; USRISD; AP1G1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	164
ID de Gen	164
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 723-822 del AP1G1 humano (O43747)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43747
Peso Proteico	91kDa
Envío	Bolsa de hielo