

Anticuerpo Policlonal Anti-Ap1M1 Para Wb Y Elisa - Q9Bxs5

Número de artículo: CM0015609

Introducción

AP1M1 Rabbit pAb, un anticuerpo policlonal para WB y ELISA, detecta la subunidad mu-1 del complejo AP-1 en humanos, ratones y ratas. Se utiliza en estudios de ordenamiento de proteínas y tráfico mediado por clatrina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AP1M1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AP47, mu1A, CLTNM, MU-1A, CLAPM2, AP1M1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8907
ID del Gen	8907
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de la AP1M1 humana (NP_115882.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BXS5
Peso de la Proteína	49kDa
Envío	Bolsa de hielo