

Anticuerpo Policlonico Anti-Ap1M2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6Q5

Número de artículo: CM0029657

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a AP1M2 (subunidad mu-2 del complejo AP-1). Adecuado para WB, IF/ICC, ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Para investigación en clasificación de proteínas y tráfico mediado por clatrina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AP1M2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	mu2; MU1B; MU-1B; HSMU1B; AP1-mu2; AP1M2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10053
GeneID	10053
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 164-423 de AP1M2 humana (NP_005489.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y6Q5
Peso Molecular	48kDa
Envío	Bolsa de hielo