

Anticuerpo Policlonal Anti-Ap2A1 Para Wb, Elisa - 095782

Número de artículo: CM0025264

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra AP2A1 humano (subunidad alfa-1 del complejo de proteínas adaptadoras 2). Validado para Western blot y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de endocitosis y tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AP2A1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ADTAA; CLAPA1; AP2-ALPHA; AP2A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	160
GeneID	160
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de AP2A1 humano (NP_055018.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095782
Peso Proteico	108kDa
Envío	Bolsa de hielo