

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ap2A1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O95782

Número de artículo: CM0011283

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante dirigido contra AP2A1 humano (SWISS O95782) para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación de endocitosis mediada por clatrina y tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AP2A1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ADTAA; CLAPA1; AP2-ALPHA; AP2A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	160
GeneID	160
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de AP2A1 humano (O95782).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95782
Peso de la proteína	108kDa
Envío	Bolsa de hielo