

Anticuerpo Monoclonal Anti-AP2A2/Alpha2-Adaptina Para Wb, Elisa - O94973

Número de artículo: CM0003898

Introducción

El anticuerpo monoclonal de conejo Alpha2-adaptina/AP2A2 de CamelBio está validado para WB y ELISA. Detecta AP2A2 humana y de ratón, un adaptador clave de clatrina en la endocitosis. Ideal para investigación en neurociencia y biología celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Alpha2-adaptina/AP2A2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HIP9; HYPJ; ADTAB; HIP-9; CLAPA2; Alpha2-adaptina/AP2A2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	161
ID de gen	161
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 590-939 de la Alpha2-adaptina/AP2A2 humana (NP_036437.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O94973
Peso proteico	104kDa
Envío	Bolsa de hielo