

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ap2M1 Para Wb Y Elisa - Q96Cw1

Número de artículo: CM0002165



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo específico para AP2M1 humano (subunidad mu AP-2), validado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Detecta una proteína de 50kDa. Ideal para la investigación de endocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AP2M1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
Especie	Humano
ID de Gen (humano)	1173
ID de Gen	1173
Inmunógeno	Péptido Sintético (Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-400 de AP2M1 humano (Q96CW1))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96CW1
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo