

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-AP2M1 Para Wb Y Elisa - Q96Cw1

Número de artículo: CM0016197



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra AP2M1, una subunidad clave del complejo adaptador AP-2 involucrado en la endocitosis mediada por clatrina. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en muestras humanas, de ratón y de rata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AP2M1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1173
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 134-433 de AP2M1 humano (NP_004059.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96CW1
Peso Proteico	50kDa
Envío	Bolsa de hielo