

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ap2M1 Para Wb, Elisa - Q96Cw1

Número de artículo: CM0019136



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo AP2M1 de CamelBio, validado para WB y ELISA, se dirige a la subunidad mu del complejo AP-2, implicada en la endocitosis mediada por clatrina. Adecuado para muestras humanas, con un peso molecular detectado de 50 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AP2M1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	mu2; AP50; MRD60; CLAPM1; AP2M1
Especie	Humana
GeneID (humano)	1173
GeneID	1173
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q96CW1
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo