


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ap2S1 Para Wb Y Elisa - P53680

Número de artículo: CM0010806



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-AP2S1, de 17 kDa, validado para Western blot (WB) y ELISA. Tiene reactividad cruzada con ratón; es ideal para el estudio de la endocitosis mediada por clatrina y la función del complejo de proteínas adaptadoras 2.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	AP2S1 Rabbit mAb
Notas / Alias	AP17; FBH3; HHC3; FBHOk; CLAPS2; AP2S1
Especie	Humano
GeneID	1175
Inmunógeno	Péptido sintético, péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de AP2S1 humano (P53680)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P53680
Peso molecular de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo