


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-AP2S1 Para Wb Y Elisa - P53680

Número de artículo: CM0015431



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra AP2S1 (subunidad sigma del complejo AP-2) validado para WB y ELISA. Reconoce AP2S1 de humano, ratón y rata. El inmunógeno es una proteína recombinante que cubre la región N-terminal. Esencial para el estudio de la endocitosis mediada por clatrina y el tráfico de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	AP2S1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	AP17; FBH3; HHC3; FBHOK; CLAPS2; AP2S1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	1175
ID de gen	1175
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-142 de la AP2S1 humana (NP_004060.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53680
Peso molecular de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo