

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ap3D1 Para Wb, Elisa - O14617

Número de artículo: CM0018013



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-AP3D1 validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con AP3D1 humano y de ratón. Ideal para investigación sobre el complejo adaptador AP-3, tráfico lisosomal y el síndrome de Hermansky-Pudlak.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	AP3D1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ADTD; HPS10; hBLVR; AP3D1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8943
GeneID	8943
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 520-700 de AP3D1 humano (NP_003929.4)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14617
Peso Proteico	130kDa
Envío	Bolsa de hielo