


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Apaf1 Para Wb Y Elisa - O14727

Número de artículo: CM0008325



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido a APAF1 humano. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Detecta la proteína APAF1 endógena (38-142 kDa).

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado KD] APAF1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CED4, APAF-1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	317
ID del gen	317
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 470-600 de APAF1 humano (NP_863651.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14727
Peso de la proteína	38-142 kDa
Envío	Bolsa de hielo