

Anticuerpo Policlonal Anti-Apba1 Para Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q02410

Número de artículo: CM0023631



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra APBA1 (MINT1/X11). Validado para IHC-P, IF/ICC, ELISA en tejidos humanos y de ratón. Herramienta esencial para el estudio de la exocitosis de vesículas sinápticas, el procesamiento de APP y el transporte de receptores NMDA. Fiable para la investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APBA1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	X11; X11A; LIN10; MINT1; D9S411E; X11ALPHA; APBA1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	320
ID de Gen	320
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-390 de APBA1 humana (NP_001154.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q02410
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo