


Anticuerpo Policlonal Anti-Apc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P25054

Número de artículo: CM0025687



Introducción

Anticuerpo policlonal Anti-APC validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con APC humano, de ratón y de rata (312 kDa). Adecuado para el estudio de la supresión de tumores, la señalización Wnt y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GS; DP2; DP3; BTP52; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
Especie	Humano
GeneID (humano)	324
GeneID	324
Inmunógeno	Proteína recombinante. Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2600-2760 del APC humano (NP_000029.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25054
Peso Proteico	312kDa
Envío	Bolsa de hielo