


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Apc Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P25054

Número de artículo: CM0005625



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la proteína APC humana (poliposis adenomatosa del colon), validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de supresores de tumores y la señalización Wnt.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
Especie	Humano
GeneID	324
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2600-2760 del APC humano (NP_000029.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25054
Peso Proteico	312kDa
Envío	Bolsa de hielo