


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Apc Para Wb, Ip, Elisa - P25054

Número de artículo: CM0002567



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra APC humano (poliposis adenomatosa familiar), un supresor tumoral en la señalización Wnt. Validado para WB, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Para la investigación del cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APC Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GS; DP2; DP3; BTPS2; DESMD; DP2.5; PPP1R46; APC
Especie	Humano
GeneID (Humano)	324
GeneID	324
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del APC humano (NP_000029.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P25054
Peso Proteico	312kDa
Envío	Bolsa de hielo