


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Apcs Para Wb, Ihc-P, Elisa - P02743

Número de artículo: CM0023156



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a la APCS humana (componente P amiloide sérico). Validado para WB, IHC-P, ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Adecuado para el desarrollo de ensayos diagnósticos y investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	APCS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SAP; PTX2; HEL-S-92n; APCS
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	325
ID del gen	325
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-223 de la APCS humana (NP_001630.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P02743
Peso de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo