

Anticuerpo Policlonal Anti-Apeh Para Wb, If/Icc, Elisa - P13798

Número de artículo: CM0018435

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la APEH humana (enzima liberadora de acilaminoácidos), apto para aplicaciones de WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Útil para estudiar la degradación de péptidos N-acilados y la actividad hidrolasa de proteínas oxidadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	APEH Conejo pAb
Observaciones/Alias	APH; OPH; AARE; ACPH; D3S48E; D3F15S2; DNF15S2; APEH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	327
GeneID	327
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la APEH humana (NP_001631.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13798
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo