

Anticuerpo Policlonal Anti-Apeh Para Wb, Ip, Elisa - P13798

Número de artículo: CM0025042

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-APEH validado para aplicaciones de WB, IP y ELISA, con reactividad cruzada en humanos, ratones y ratas. Se dirige a la enzima liberadora de acilaminoácidos (P13798), una hidrolasa citoplasmática de 81 kDa para la degradación de péptidos N-acilados. Ideal para investigación IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] APEH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APH; OPH; AARE; ACPH; D3S48E; D3F15S2; DNF15S2; EH
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	327
ID de gen	327
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-260 de la APEH humana (NP_001631.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13798
Peso de la proteína	81 kDa
Envío	Bolsa de hielo