


## Anticuerpo Policlonal Anti-Apex1/Ape1 Para Wb, If/Icc, Elisa - P27695

Número de artículo: CM0015642



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra APEX1/APE1 humano (SWISS P27695), adecuado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce la nucleasa de reparación del ADN/regulador redox de 36kDa, ideal para investigación de la vía BER y estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | APEX1/APE1 Conejo pAb                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; APEX1/APE1                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                                 |
| GeneID (Humano)     | 328                                                                                                                                    |
| GeneID              | 328                                                                                                                                    |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-318 de APEX1/APE1 humano (NP_542380.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                 |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                               |
| Aplicación          | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                      |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                                                                                 |
| SWISS               | P27695                                                                                                                                 |
| Peso Proteico       | 36kDa                                                                                                                                  |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                         |