


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Apex1/Ape1 (Validado Por Ko) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P27695

Número de artículo: CM0026130



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra APEX1/APE1 (AP endonucleasa 1, REF1) humano. Detecta una banda de 36 kDa. Ideal para WB, IF/ICC, IP, ELISA en investigación de estrés oxidativo y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] APEX1/APE1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	APE; APX; APE1; APEN; APEX; HAP1; REF1; E1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	328
ID del gen	328
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-318 de APEX1/APE1 humano (NP_542380.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	P27695
Peso de la proteína	36kDa
Envío	Bolsa de hielo